

# Scheda di sicurezza UE

SR Phonares NHC / SR PhonaresTyp  
NHC / SR PhonaresLingual NHC

Data di compilazione / Referenza

25.08.2009 liprt

Sostituisce la versione del

Data di stampa

26.10.2009

**Scheda no. 1785**

Versione 1

Pagina 1 di 5

Editata

Cancellato

Azienda

Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL - 9494 Schaan  
Fürstentum Liechtenstein

## 1 Nome commerciale e fornitore

1.1 Nome commerciale /Marchio

**SR Phonares NHC / SR PhonaresTyp NHC /  
SR PhonaresLingual NHC**

1.2 Applicazione / Uso

Denti

1.3 Produttore

Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL - 9494 Schaan  
Fürstentum Liechtenstein  
msds@ivoclarvivadent.com

Fornitore

1.4 Telefono per emergenza

Ufficiale

Telefono per emergenza: +423 / 235 35 35 o 373 40 40  
Ivoclar Vivadent AG, FL-9494 Schaan, Liechtenstein

## 2 Identificazione di pericoli

Polvere generato dalla operazioni di rifinitura (v. 8.3.1).

## 3 Composizione

3.1 Caratterizzazione chimica

Denti in polimeri sintetici su emulsioni di polimetilmetacrilato

3.2 Componenti che contribuiscono al pericolo

Nessuno.

3.3 Altre informazioni

Nessuno.

## 4 Pronto soccorso

4.1 Contatto con gli occhi

Con polvere: Lavare gli occhi con acqua abbondante; solo effetti meccanici.

4.2 Contatto con la pelle

Nessun requisito specifico.

4.3 Ingestione

Somministrare acqua in quantità abbondanti.

4.4 Inalazione

Nessun requisito specifico.

4.5 Altre informazioni

Nessuno.

## 5 Antincendio

5.1 Mezzi di spegnimento

Nessun requisito specifico.

# Scheda di sicurezza UE

SR Phonares NHC / SR PhonaresTyp  
NHC / SR PhonaresLingual NHC

Data di compilazione / Referenza

25.08.2009 liprt

Sostituisce la versione del

Data di stampa

26.10.2009

**Scheda no. 1785**

Versione 1

Pagina 2 di 5

Editata

Cancellato

5.2 Mezzi di estinzione da evitare

Nessuno.

5.3 Altre informazioni

Nessuno.

## 6 Misure da prendere in caso di fuoriuscita accidentale

Pulire meccanicamente.

## 7 Manipolazione e magazzinaggio

7.1 Manipolazione

Solo personale adeguatamente addestrato dovrebbe maneggiare questo prodotto.

7.2 Igiene industriale

Utilizzare mezzi d'igiene adeguati.

7.3 Magazzinaggio

Immagazzinare in un luogo asciutto.  
Conservare confezioni a temperature da 2-28 °C

7.4 Luogo di magazzino

Nessun requisito specifico.

7.5 Protezione contro l'incendio e l'esplosione

Non richiesta.

## 8 Controllo dell'esposizione / Protezione individuale

8.1 Controlli dell'esposizione

Polvere di rifinitura:  
Fornire una ventilazione adeguata.

8.2 Valori limite d'esposizione

La Producer Industry raccomanda un limite di esposizione di 10 mg/m<sup>3</sup>.

8.3 Controlli dell'esposizione professionale

8.3.1 Protezione dell'apparato respiratorio

Protezione dell'Apparato Respiratorio. Evitare di respirare la polvere generata dalle operazioni di rifinitura.

8.3.2 Protezione delle mani

Guanti.

8.3.3 Protezione degli occhi

Occhiali di sicurezza.

8.3.4 Altre

Nessuno.

8.4 Controlli dell'esposizione ambientale

## 9 Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Aspetto

Denti

9.2 Colore

colore di denti

9.3 Odore

inodore

# Scheda di sicurezza UE

SR Phonares NHC / SR PhonaresTyp  
NHC / SR PhonaresLingual NHC

Data di compilazione / Referenza

25.08.2009 liprt

Sostituisce la versione del

Data di stampa

26.10.2009

**Scheda no. 1785**

Versione 1

Pagina 3 di 5

Editata

Cancellato

---

9.4	Cambiamento dello stato		Controllo secondo:
		---	
9.5	Densità	non conosciuto	
9.6	Tensione di vapore	non applicabile	
9.7	Viscosità	non applicabile	
9.8	Solubilità		
	Solubilità in acqua	insolubile	
9.9	pH	Non applicabile.	
9.10	Punto di infiammabilità	non applicabile	
9.11	Temperatura di auto-accensione	Non applicabile.	
9.12	Limiti di esplosione	minimo: massimo: non applicabile	
9.13	Altre informazioni		
	Coeff. di ripartiz. n-ottanolo/acqua		
	Velocità di evaporaz.	Nessuno.	

---

## 10 Stabilità e reattività

10.1	Decomposizione termica	> 250 °C
10.2	Prodotti di decomposizione pericolosi	Nessuna decomposizione se usata in modo conforme.
10.3	Condizioni / materie da evitare	Nessuno.
10.4	Altre informazioni	Nessuno.

---

## 11 Informazioni tossicologiche

11.1	Tossicità acuta	Questo prodotto non è pericoloso secondo i criteri fissati dalla CEE.
11.2	Tossicità subacuta / cronica	Non sono previsti effetti negativi con questa via d'esposizione, se questa avviene in modo incidentale durante una corretta manipolazione industriale.
11.3	Altre informazioni	Nessuno.

---

# Scheda di sicurezza UE

SR Phonares NHC / SR PhonaresTyp  
NHC / SR PhonaresLingual NHC

Data di compilazione / Referenza

25.08.2009 liprt

Sostituisce la versione del

Data di stampa

26.10.2009

**Scheda no. 1785**

Versione 1

Pagina 4 di 5

Editata

Cancellato

## 12 Informazioni ecologiche

- |      |                             |  |
|------|-----------------------------|--|
| 12.1 | Ecotossicità                | Dati non disponibili.  |
| 12.2 | Mobilità                    | Dati non disponibili.  |
| 12.3 | Persistenza e degradabilità | Dati non disponibili.  |
| 12.4 | Potenziale di bioaccumulo   | Dati non disponibili.  |
| 12.5 | Altre informazioni          | Non sono previsti problemi ecologici durante una corretta manipolazione e uso insolubile |

## 13 Smaltimento

Trasportare in una discarica approvata o un apposito inceneritore, nelle condizioni approvate delle autorità locali.

- |      |                         |          |
|------|-------------------------|----------|
| 13.1 | Chiave di spazzatura UE | 20 01 39 |
|------|-------------------------|----------|

## 14 Informazioni sul trasporto

- |      |                     |                          |     |               |     |
|------|---------------------|--------------------------|-----|---------------|-----|
| 14.1 | Trasporto via terra | ADR                      | --- | RID           | --- |
|      |                     | Codice class.            |     |               |     |
|      |                     | No. UN                   | --- | Codice Kemler |     |
|      |                     | Gruppo di imball.        | --- |               |     |
|      |                     | Nome di spedizione (PSN) |     |               |     |
| 14.2 | Trasporto via mare  | ADNR                     | --- | IMDG          | --- |
|      |                     | No. UN                   | --- |               |     |
|      |                     | EMS                      | --- | MFAG          | --- |
|      |                     | Gruppo di imball.        |     |               |     |
|      |                     | Nome di spedizione (PSN) | --- |               |     |
|      |                     | Inquinante marino        |     |               |     |

# Scheda di sicurezza UE

SR Phonares NHC / SR PhonaresTyp  
NHC / SR PhonaresLingual NHC

Data di compilazione / Referenza

25.08.2009 liprt

Sostituisce la versione del

Data di stampa

26.10.2009

**Scheda no. 1785**

Versione 1

Pagina 5 di 5

Editata

Cancellato

---

14.3	Trasporto aereo	ICAO / IATA-DGR	---
		No. UN	---
		Nome di spedizione (PSN)	---
		Subsidiary Risk	---
		Labels	---
		Gruppo di imball.	---
	Aereo passeggeri	Packing Instruction	---
		max.	---
	Aereo da trasporto	Packing Instruction	---
		max.	---
14.4	Altre informazioni	Il prodotto non è classificato per alcun tipo di trasporto.	

---

<b>15</b>	<b>Informazioni sulla regolamentazione</b>	Questo prodotto non richiede classificazione secondo i criteri della CEE e della "Gefahrstoffverordnung". This product is classified as a medical device under US and Canadian regulations and has been reviewed by the US Food and Drug Administration and Health Canada. Questo prodotto è un dispositivo medico secondo la direttiva 93/42/CEE.	
15.1	No. UN	---	
15.2	Disposizioni nazionali		
15.3	No. EINECS/ELINCS		
15.4	Simbolo di pericolo		
15.5	Indicazione di pericolo		
15.6	Fraasi di rischio		
15.7	Fraasi di sicurezza		
15.8	Valore AGW (D)	10 mg/m <sup>3</sup>	
15.9	Classificazione BVD (CH)		
15.10	VbF (D)		
15.11	Altre informazioni	Nessuno.	

---

<b>16</b>	<b>Altre informazioni</b>	Nessun'altra informazione tecnica.	
-----------	---------------------------	------------------------------------	--

---

*Le informazioni qui contenute sono date in buona fede e al meglio delle nostre conoscenze, comunque nessuna garanzia esplicita o implicita viene fornita.*