

<b>BIOTECH SRL</b>	Scheda di sicurezza del prodotto Nome prodotto: <b>BIO PAL II</b>	Pagina 1/3 Data : 06-06-2005
--------------------	--	---------------------------------

### 1 : Identificazione della sostanza o del preparato e della società/impresa

**Produttore** : Biotech srl Via Venegoni 94/96 20025 Legnano ( MI) Italia  
**Descrizione** : Lega dentale per ceramica in palladio-argento - bianca  
**Gruppo di appartenenza** : Lega per tecnica oro ceramica  
**Campo d'impiego** : Scheletrati,barre e corone,ponti,ceramiche alta espansione.  
**Forma** : Piastrine quadrate o a doppia mezza luna da 1 o 2 grammi  
**Confezioni** : Confezione da 50/25 grammi secondo richiesta cliente

### 2 : Composizione / informazioni sui componenti

Vedi scheda tecnica allegata

### 3 : Indicazione dei pericoli

	prodotto finito	vapori di fusione polvere	durante la lavorazione
<b>Pericoli :</b>			
-Inalazione :	nessuno	danni ai polmoni	nessuno
-Pelle :	nessuno	ustioni	irritazione
-Occhi :	nessuno	ustioni	irritazione
-Ingerimento :	nessuno	ustioni	nessuno

### 4 : Misure di pronto soccorso

**Pelle durante la lavorazione** : Sciacquare con abbondante acqua  
**Occhi durante la lavorazione** : Sciacquare gli occhi con molta acqua

### 5 : Misure antincendio

Non infiammabile

<b>BIOTECH SRL</b>	Scheda di sicurezza del prodotto Nome prodotto: <b>BIO PAL II</b>	Pagina 2/3 Data : 06-06-2005
--------------------	--	---------------------------------

### 6 : Misure in caso di fuoriuscita accidentale

Indossare sempre abiti protettivi e maschera antipolvere. Smaltire i residui in un contenitore. Pulire accuratamente solo in presenza di una adeguata ventilazione / aspirazione.

### 7 : Manipolazione e stoccaggio

Nessuna misura speciale

### 8 : Controllo dell'esposizione / protezione individuale

-Controllo : Adottare ventilazioni e aspirazioni adeguate nel locale di utilizzo  
 -Respirazione : Maschera antipolvere P1  
 -Pelle : Guanti e abiti protettivi  
 -Occhi : Occhiali di sicurezza

### 9 : Proprietà fisiche e chimiche

#### Proprietà specifiche :

-Odore : Nessuno

per le altre proprietà vedi scheda tecnica allegata

### 10 : Stabilità e reattività

-Combinazioni da evitare : Nessuna  
 -Prodotti della decomposizione : A temperature superiori a 1480 °C la lega può sprigionare vapori nocivi.

<b>BIOTECH SRL</b>	Scheda di sicurezza del prodotto Nome prodotto: <b>BIO PAL II</b>	Pagina 3/3 Data : 06-06-2005
--------------------	--	---------------------------------

**11 : Informazioni tossicologiche**

Nei test sulla tossicità , la mutagenità , la sensibilizzazione non sono stati riscontrati effetti negativi. Secondo le norme ISO/EN 10993

**12 : Informazioni ecologiche**

Nessuna norma particolare

**13 : Considerazione sullo smaltimento**

Raccogliere e destinare a raffinazione

**14 : Informazioni sul trasporto**

Nessuna norma particolare

**15 : Informazioni sulla regolamentazione**

<b>Simbolo</b>	:	Nessuno
<b>Frase rischio</b>	:	Nessuna
<b>Frase sicurezza</b>	:	Nessuna
<b>Etichettatura CEE</b>	:	CE 0476

**16 : Altre informazioni**

Nessuna.

